

# classica

## Brenntabelle ▶ Pro Press 100



Wegold Edelmetalle GmbH  
 Alte Salzstrasse 9  
 90530 Wendelstein  
 Tel. +49 (0)9129/ 40 30 0  
 www.wegold.de

▶ auf Legierungen mit WAK 13,8 bis 15,1  $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$  (25-600°C), wie z.B.:

Wegold GS, Wegold Bio-Attraction, Wegold Bio-REVO, Wegold Bio-Creativ, Wegold Bio-Compose, Wegold H, Wegold Biologic, Wegold U, Wegold HG plus, Wegold SF, Wegold N2, Wegold DG, Wegold MT, Wegold Ag, Wegold eco-connect, Wegold ecosave, Wegobond

Nr.	Name	Bereit- schaft °C	Schließ- zeit min	Glüh- temp. °C	Glüh- zeit min	Aufheiz- rate °C/min	End- temp. °C	Halte- zeit min	Vakuum Start b. Glühen min	Vakuum in Haltezeit min	Bemerkung
<b>Standardprogramme</b>											
	Oxid	450	0:00	450	0:00	60	siehe rechts	siehe rechts	0:00	siehe rechts	- siehe Verarbeitungsanleitung der jeweiligen Legierung - bei ungleichmäßigem Oxid bitte mit Aluoxid abstrahlen und erneut oxidieren
	Opaker	450	6:00	450	1:00	60	920	2:00	0:00	0:00	ist die Oberfläche matt, Endtemp. um 10-25°C anheben oder Haltezeit um 1 - 2 min verlängern
	Hauptbrand 1	450	5:00	450	1:00	60	850	1:00	0:00	0:00	für alle Brände mit größerem Massenauftrag
	Hauptbrand 2	450	4:00	450	1:00	60	835 - 845	1:00	0:00	0:00	für alle Brände mit geringem Massenauftrag
	Glanz o./m. Glasur	450	3:00	450	1:00	60 - 80	820 - 835	0 - 2:00	nein	nein	Aufheizrate, Endtemperatur und Haltezeit variieren je nach gewünschtem Glanzgrad
<b>Spezialprogramme</b>											
	Schulterbrand	450	4:00	450	1:00	60	890	1:00	0:00	0:00	maximal 2 Brände; bei weiteren Korrekturen Dentinmasse verwenden
	Korrekturmasse	450	4:00	450	1:00	60	$\geq 820$	1:00	0:00	0:00	
	Ofenlötung	450	5:00	450	1:00	45	siehe rechts	$\geq 0:30$	nein	nein	Endtemperatur = Fließtemperatur/Lot + 40-70°C

alle Angaben sind Empfehlungen/Richtwerte – Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Ofenleistungen/Gegebenheiten sind möglich

**Empfehlung:** Bei bestimmten Legierungen (z.B. WAK  $\geq 14,5$ ), großspannigen Arbeiten und stark unterschiedlichen Materialstärken, kann ein langsames Öffnen der Brennkammer sinnvoll sein (Entspannungskühlen).  
 In Verbindung mit Wegobond hat sich eine Langzeitabkühlung von 6 Minuten bewährt.