

Schultermassen-Mischtabelle



Mit den Schultermassen M1 - M5 können Sie zu jeder Zahnfarbe die passende Schultermassenfarbe anmischen.

Die genauen Mischungsverhältnisse entnehmen Sie bitte untenstehender Tabelle. Weitergehende Informationen zur Verarbeitung finden Sie in der Keramik-Verarbeitungsanleitung.

Zahnfarbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Schultermasse	M1+M2	M2	M2	M3+M4	M4+M5	M1+M2	M1+M3	M3	M3+M5	M1+M5	M1+M5	M5	M5	M2+M5	M2+M5	M3+M5
Mischungsverhältnis	1:1			1:1	1:1	1:1	1:1		1:1	1:1	1:1			1:1	1:1	1:1